

DEPC 处理水

货号：ZY-BW003

产品说明

本公司提供的无酶无菌水（DNase/RNase-free ddH₂O）是用超纯的去离子水经 DEPC 处理后，再经过高压灭菌而来。经检测不含 RNase、DNase 和 Proteinase。高压蒸汽灭菌后 DEPC 分解成二氧化碳和酒精，因此无酶无菌水不同于 DEPC，基本上不含 DEPC，99.99% 以上是水。如需购买用于去除 RNA 酶的 DEPC 原液，可以选购 DEPC 原液。

可用于 RNA 沉淀的溶解，含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火等，以及其它各种要求无 RNase、DNase 和 proteinase 的反应体系。可用于 cDNA 合成、体外转录、RNA 提取等对核酸酶敏感的分子生物学试验。

保存

常温保存，有效期 1 年。



注意事项

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 手上通常有 RNase，必须戴一次性手套操作，以防 RNase 污染。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

