

# 电泳缓冲液

货号：ZY-WB003/ZY-WB004/ZY-WB005

## 产品简介

Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (5×) 是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验 (SDS- PAGE) 中的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成，为 5× 浓缩液，便于储存、操作简便。

## 主要成分

Tris-base	125 mM
甘氨酸	1.25 M
SDS	0.5 %

## 使用方法

本产品为 5× 浓缩液，临用前稀释成 1× 工作浓度：取 100ml 的 Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (5×)，加入蒸馏水或去离子水定容至 500 ml 混匀。



## 注意事项

- 1、本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再进行稀释使用；密封保存，防止污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。

## 保存条件

室温保存，一年有效。

